

## Reparationstejp Action 10x90 cm

### Bruksanvisning för reparation & rekonditionering av dynor från Action

Art nr. KIT003

ba\_kit003\_action\_2023\_02

#### Avsedd användning

Anpassningsmatta plan och Anpassningsmatta med kuber är avsedda att kunna skäras och kapas efter behov samt användas som stoppning för en mängd olika behov. När dynan väl är skuren används Reparationstejp KIT003 för att försluta snittet.

Dynorna kan kapas och användas under små delar av kroppen. Eller på produkter som armkuddar, fotplattor, benstödsrör, huvudstöd, benstöd, skenor eller andra ytor som behöver en tryckavlastande yta för brukare med känslig hud.

KIT003 används också för att laga mindre skåror, sprickor eller revor på Actions produkter, som rullstolsdynor och mjuksitsar för hygienstol.

#### Förpackningens innehåll

10x90 cm genomskinlig tejp med brunt skyddspapper på ena sidan. Tejpen efterliknar filmen (det vattentäta och elastiska ytmaterial) som omsluter geldynorna från Action.

#### VARNING!

Ytbehandla ej någon produkt som har flera skadade områden, djupa punkteringar, stora sprickor eller revor eller områden där polymeren har lossnat. Sådana föremål bör kasseras och ersättas.

#### Gör så här

1. Rengör den skadade ytan från smuts med varmt tvål-, diskmedels- eller såpavatten. Låt ytan torka innan du applicerar tejpen KIT003.
2. Mät den skadade ytan eller snittet och klipp till passande bit tejp. Låt tejpen överlappa 5-10 mm runt om den skadade ytan.
3. Dra bort hälften av det bruna skyddspapperet. Applicera tejpen samtidigt som du tar bort pappersbaksidan. Försök att trycka ut eventuella luftbubblor.

#### Tips & Tricks

Gelen läcker inte, men den kan bli klibbig. Om området som skall repareras har gel som klibbar vid kanterna, kan detta avlägsnas med tygtrasa doppad i mineralolja eller genom att ytan pudras med talk, babypuder eller motsvarande.

#### Regelbundna säkerhets- och funktionskontroller

Vi rekommenderar att dynor som kapats eller reparerats med reparationstejp KIT003 inspekteras och kontrolleras regelbundet för att säkerställa att reparationsmaterialet är intakt. Det skall inte finnas några lösa kanter som kan dra till sig smuts. Flera reparationer av en och samma produkt rekommenderas inte.

#### Rengöring

När reparationstejp KIT003 har applicerats kan produkten tvättas med mild tvål eller diskmedel och vatten.

#### Skrotning/Kassation

Produkten är gjord av material som kan kasseras på ett säkert sätt utan särskilda försiktighetsåtgärder. Kan lämnas till kommunal avfallshantering.

#### Garanti

Ett år, mot materialfel.

Medicintekniskt hjälpmedel, klass 1 CE-märkt enligt MDR 2017/745/EU



**Action Products, Inc.**  
954 Sweeney Drive Hagerstown,  
MD 21740 USA  
Tel: 800.228.7763/ +1 301.797.1414  
www.actionproducts.com



**Emergo Europe, B.V.**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP Haag, Nederländerna  
Tel: (31) (0) 70 345-8570  
E-post: EmergoVigilance@ul.com

**HEA Medical AB**  
Norra Ågatan 10  
416 64 Göteborg  
031-15 73 20  
info@heamedical.se  
www.heamedical.se

