


HEA Vadmatta

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING



Art. nr: 3745, 3745L

ba_hea_vadmatta_1704



FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

• HEA Vadmatta

ANVISNING:

Vadmattan monteras med remmar försedda med kardborrband som fästs runt benstöds-rören. Kontrollera med jämna mellanrum att vadmattan är rätt och hållbart monterad. Vid långvarigt användande i kombination med bar hud kan kanter och sömmar skava. Kontrollera att rodnad inte uppstår.

MATERIAL: Konstläder

RENGÖRING:    

STORLEK:

Art. nr 3745 Passar stolsbredd 38-50 cm. Höjd 25cm.

Art. nr 3745L Passar stolsbredd 43-56 cm. Höjd 25cm.

HEA Medical AB
Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg
031-15 73 20
info@heamedical.se
www.heamedical.se

