

# Ekerskydd

## BRUKSANVISNING

Art.nr 220205, 220225, 220245, 22024J, 22024F, 22024L, 220200, 220220, 220240, 220261, 22022A, 22024A, 22020B, 22022B, 22024B, 220203, 220223, 220243, 22024S

ba\_HEA\_ekerskydd\_2016



### Montering

Fäst ekerskyddet med de svarta plastknapparna på rullstolens ekrar.

### Rekonditionering

Torka av med fuktig trasa, använd mildt rengöringsmedel. Kan autoklaveras.

**HEA Medical AB**  
Norra Ågatan 10  
416 64 Göteborg  
031-15 73 20  
info@heamedical.se  
www.heamedical.se



ETT BÄTTRE LIV