


# HEA Vadmatta Monterings- och bruksanvisning

Art. nr: 3745, 3745L

ba\_hea\_vadmatta\_2022



## Avsedd användning

Produkten kan fästas på olika modeller av rullstolar och används av barn och vuxna som har behov av positionering i sittande för att motverka att fötter och ben blir placerade bakom eller framför fotstöd.

## Förpackningens innehåll

- HEA Vadmatta
- Denna bruksanvisning

## Anvisningar:

Vadmattan monteras med remmar försedda med kardborrband som fästs runt benstödsrören. Kontrollera med jämna mellanrum att vadmattan är rätt och hållbart monterad. Vid långvarigt användande i kombination med bar hud kan kanter och sömmar skava. Kontrollera att rodnad inte uppstår.

**Material:** Konstläder

**Rengöring:**    

## Storlek:

Art. nr 3745 Passar stolsbredd 38-50 cm. Höjd 25cm.

Art. nr 3745L Passar stolsbredd 43-56 cm. Höjd 25cm.

  Medical Device



**HEA Medical AB**  
Norra Ågatan 10  
416 64 Göteborg  
031-15 73 20  
info@heamedical.se  
www.heamedical.se

**HEA**  
MEDICAL AB