


Duschstol vadstöd

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

ART NOS. BB216-22MM, BB218-22MM, BB220-22MM



⚠ VARNING! Om en allvarlig incident inträffar i samband med användningen av denna produkt ska den rapporteras till tillverkaren (Bodypoint, Inc.) och den lokala tillsynsmyndigheten.

UNDERHÅLL: Kontrollera regelbundet eventuellt slitage på sömmar, remmar och dynor. Om betydande slitage upptäcks, kontakta din leverantör för reparation eller ersättning från Bodypoint. Under inga omständigheter skall produkten förändras eller repareras av icke behörig person – hälsa och säkerhet står på spel!

🧺🧼🔄🚫 NORMAL RENGÖRING:
Maskintvätta i vatten 60°C (140°F). Använd inte blekmedel. Hängtorka eller torktumla utan värme.

SKROTNING/KASSERING: Produkten är tillverkad av material som kan kasseras på ett säkert sätt utan särskilda försiktighetsåtgärder i slutet av dess livslängd.

GARANTI: Produkten har en livstidsgaranti mot brister i tillverkning och material som kan uppstå vid normal användning av den ursprungliga användaren. Kontakta din leverantör eller Bodypoint i garantiärenden.

Läs mer om denna och andra produkter från Bodypoint på www.bodypoint.com och www.hea.se.



Bodypoint Europe BV
Kerkstraat 29
7396 PD Terwolde
The Netherlands

