



## Danmar skyddshjälm

Har god förmåga att förhindra huvudskador och är bekväm att bära. Hjälmens finns i två utföranden.

### Hjälm med mjukt skal

Passar för personer som behöver lättare skydd. Hjälmens väger 250 gram och är gjord av etylvinylacetat.

### Hjälm med hårt skal

Passar för personer som lätt faller, är självdestruktiva, har epilepsi eller har skalopererats. Hjälmens väger 500 gram och är gjord av etylvinylacetat med ett skal av polyeten. Både skärmen och hakskyddet är avtagbara.

## Välj rätt hjälm

### Att tänka på vid val av hjälm

- Grad av fysisk aktivitet
- Riskerna i omgivningen; hårda golv, skarpa kanter
- Risk för självsador
- Hur allvarliga och frekventa är epilepsianfall
- Hur länge hjälmen skall bäras




### Tillbehör - Anpassningsdynor

Stötabsoberande vinylöverdragna anpassningsdynor av polyuretan. Används för att få en bättre passform eller för att fylla ut en för stor hjälm. Materialet har slutna celler och är lätt att klippa till och rengörs enkelt eftersom snittytorna inte släpper in fukt och lukt.

Art.nr 7634, 7635, 7633

## Måttagning



**A** Omkrets huvud

**B** Från ögonbrynsnivå över hjässan till den punkt där hjälmen skall sluta

**C** Från örontopp till örontopp över hjässan

## Hjälm med mjukt skal

Storlekar	A	B	C	Art.nr
X-small	50 cm	34 cm	25 cm	9820-XS
Small	53 cm	38 cm	30 cm	9820-S
Medium	56 cm	42 cm	32 cm	9820-M
Large	58 cm	42 cm	33 cm	9820-L
X-large	64 cm	44 cm	34 cm	9820-XL

## Hjälm med hårt skal

Storlekar	A	B	C	Art.nr
X-small	50 cm	35 cm	24 cm	9825-XS
Small	54 cm	37 cm	27 cm	9825-S
Medium	56 cm	39 cm	28 cm	9825-M
Large	60 cm	42 cm	30 cm	9825-L
X-large	63 cm	44 cm	33 cm	9825-XL

Huvudskydd ISO-kod 090603