


# Måttagning för Danmars hjälmar

**A** Omkrets huvud

**B** Från ögonbrynsnivå över hjässan till den punkt där hjälmen skall sluta

**C** Från örontopp till örontopp över hjässan



- A-måttet är det viktigaste.
- Skulle måttet hamna mellan två storlekar välj då den större.

## Hjälm med mjukt skal

| Storlekar | A     | B     | C     | Art.nr  |
|-----------|-------|-------|-------|---------|
| X-small   | 50 cm | 34 cm | 25 cm | 9820-XS |
| Small     | 53 cm | 38 cm | 30 cm | 9820-S  |
| Medium    | 56 cm | 42 cm | 32 cm | 9820-M  |
| Large     | 58 cm | 42 cm | 33 cm | 9820-L  |
| X-large   | 64 cm | 44 cm | 34 cm | 9820-XL |

## Hjälm med hårt skal

| Storlekar | A     | B     | C     | Art.nr  |
|-----------|-------|-------|-------|---------|
| X-small   | 50 cm | 35 cm | 24 cm | 9825-XS |
| Small     | 54 cm | 37 cm | 27 cm | 9825-S  |
| Medium    | 56 cm | 39 cm | 28 cm | 9825-M  |
| Large     | 60 cm | 42 cm | 30 cm | 9825-L  |
| X-large   | 63 cm | 44 cm | 33 cm | 9825-XL |

## Comfy mjuk

| Storlekar | A     | B     | C     | Art.nr  |
|-----------|-------|-------|-------|---------|
| X-Small   | 50 cm | 34 cm | 25 cm | 9708-XS |
| Small     | 53 cm | 38 cm | 30 cm | 9708-S  |
| Medium    | 56 cm | 42 cm | 32 cm | 9708-M  |
| Large     | 58 cm | 42 cm | 33 cm | 9708-L  |

## Comfy hård

| Storlekar | A     | B     | C     | Art.nr  |
|-----------|-------|-------|-------|---------|
| X-Small   | 50 cm | 34 cm | 25 cm | 9709-XS |
| Small     | 54 cm | 37 cm | 27 cm | 9709-S  |
| Medium    | 56 cm | 39 cm | 28 cm | 9709-M  |
| Large     | 60 cm | 42 cm | 30 cm | 9709-L  |

## Halo

| Storlekar | A     | B     | C     | Art.nr   |
|-----------|-------|-------|-------|----------|
| XX-Small  | 45 cm | 32 cm | 24 cm | 9817-XXS |
| X-Small   | 50 cm | 34 cm | 25 cm | 9817-XS  |
| Small     | 53 cm | 38 cm | 30 cm | 9817-S   |
| Medium    | 56 cm | 42 cm | 32 cm | 9817-M   |
| Large     | 58 cm | 42 cm | 33 cm | 9817-L   |
| X-Large   | 64 cm | 44 cm | 34 cm | 9817-XL  |
| XX-Large  | 65 cm | 47 cm | 35 cm | 9817-XXL |

## FlexCap

| Storlekar | A     | B     | C     | Art.nr  |
|-----------|-------|-------|-------|---------|
| X-Small   | 49 cm | 34 cm | 25 cm | 9710-XS |
| Small     | 57 cm | 38 cm | 30 cm | 9710-S  |
| Medium    | 59 cm | 42 cm | 32 cm | 9710-M  |
| Large     | 62 cm | 42 cm | 33 cm | 9710-L  |