




## Mjuksits för hygienstol från Action


Att placera ovanpå hygienstolar. Är bekväm och ger avlastning vid trycksår och skjuvning. Kardborrläs i varje hörn gör den enkel att fästa. Finns i två varianter. Öppen och stängd. Gelen är speciellt framtagen för trycksårsprevention överdragen med vattentät och elastisk film. Max brukarvikt är 300 kg.

ISO-koder 091209, 043303, 181006



**Mjuksits för hygienstol**

Vikt 1,8 kg  
Art.nr ACOM1616



**Mjuksits för hygienstol**

Vikt 3,7 kg  
Art.nr ACOM1818